

**Vážení zákazníci,
dovoluji, abychom Vás informovali o následujících novinkách AIL:**

1) Seminář AKI, spol. s r. o.

Dne 14.6.2018 v 15:30 hodin se bude v konferenční místnosti sídla naší společnosti na ulici Vinohrady 8 v Brně konat odborný seminář, na který Vás srdečně zveme. Pozvánka s programem je umístěna na našich webových stránkách <https://www.akicentrum.cz/vzdelavaci-akce/odborny-seminar-2018-06>

2) Změna v měřicích systémech

Od 1.6.2018 proběhne změna ve stanovení níže uvedených metod. Metody budou převedeny z metodiky ELISA na CLIA (Werfen) a FEIA (Phadia). Důvodem změny je očekávání lepší kvality výsledků, zkrácení doby odezvy a rozšíření měřicího rozsahu těchto metod. Preamalytická fáze vyšetření i bodové hodnocení jednotlivých autoprotilátek zůstává stejná.

Název metody	Současné referenční rozmezí	Současná technologie	Nové referenční rozmezí	Nová technologie
ENA screen IgG	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 0,7 Ratio	FEIA (Phadia)
ENA/SSA-Ro IgG	0,0 - 15,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ENA/SSB-La IgG	0,0 - 15,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ENA/U1RNP IgG	0,0 - 25,0 kU/l	ELISA	0,0 - 5,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ENA/Sm IgG	0,0 - 15,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ENA/Scl-70 IgG	0,0 - 15,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ENA/Jo-1 IgG	0,0 - 15,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
Centromera B IgG	0,0 - 10,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
dsDNA IgG	0,0 - 20,0 kIU/l	ELISA	0,0 - 10,0 kIU/l	FEIA (Phadia)
ssDNA IgG	0,0 - 20,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
GBM IgG	0,0 - 20,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ANCA PR3 IgG	0,0 - 10,0 kU/l	ELISA	0,0 - 2,0 kIU/l	FEIA (Phadia)
ANCA MPO IgG	0,0 - 5,0 kU/l	ELISA	0,0 - 3,5 kIU/l	FEIA (Phadia)
AMA-M2 IgG	0,0 - 10,0 kIU/l	ELISA	0,0 - 4,0 kIU/l	FEIA (Phadia)
CCP IgG	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
RF IgG	0,0 - 18,0 kIU/l	ELISA	0,0 - 28,0 kIU/l	FEIA (Phadia)
RF IgA	0,0 - 18,0 kIU/l	ELISA	0,0 - 14,0 kIU/l	FEIA (Phadia)
RF IgM	0,0 - 18,0 kIU/l	ELISA	0,0 - 3,5 kIU/l	FEIA (Phadia)
Kardiolipin IgG	0,0 - 10,0 kU/l	ELISA	0,0 - 10,0 kU/l	FEIA (Phadia)
Kardiolipin IgM	0,0 - 7,0 kU/l	ELISA	0,0 - 10,0 kU/l	FEIA (Phadia)
B-2-Glykoprotein IgG	0,0 - 5,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
B-2-Glykoprotein IgA	0,0 - 5,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
B-2-Glykoprotein IgM	0,0 - 5,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
Vnitřní faktor IgG	0,0 - 6,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)



**INTERNÍ SDĚLENÍ PRO PARTNERY ALERGOLOGICKÉ A
IMUNOLOGICKÉ LABORATOŘE 1/2018**

Parietální buňky IgG	0,0 - 10,0 kU/l	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ASCA IgG	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
ASCA IgA	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 7,0 kU/l	FEIA (Phadia)
Gliadin DA IgG	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 20,0 CU	CLIA (Werfen)
Gliadin DA IgA	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 20,0 CU	CLIA (Werfen)
t-Transglutamináza IgG	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 20,0 CU	CLIA (Werfen)
t-Transglutamináza IgA	0,0 - 1,0 IP	ELISA	0,0 - 20,0 CU	CLIA (Werfen)

3) Prohlášení o ochraně osobních údajů

V uplynulém týdnu jsme každému zákazníkovi odeslali „Prohlášení o ochraně osobních údajů“, které vychází z evropského nařízení o GDPR. Tento dokument posíláme ve dvou vyhotoveních, jedno zůstává zákazníkovi, druhé s podpisem zákazníka zakládáme v našem zařízení jako doklad o jeho převzetí. V případě, že jste toto prohlášení dosud neobdrželi, kontaktujte, prosím, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu RNDr. Radomíra Pilného, MBA. Tel.: (+420) 777 194 341, e-mail: radomir.pilny@akicentrum.cz.

Děkujeme.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

RNDr. Radomír Pilný, MBA

AKI, spol. s r. o.
Alergologická a imunologická laboratoř
RNDr. Radomír Pilný
Vinohrady 8, 639 00 Brno
tel./fax: 543 244 970
IČZ: 72 077 000

V Brně, dne 31.5.2018