

Vážení zákazníci,

s platností od 1.2.2017 dojde v nabídce Alergologické a imunologické laboratoře Aki, spol. s r.o. k následujícím změnám:

1. Z důvodu změny dodavatele méně četných specifických IgE, rozšiřujeme nabídku na více než 900 položek (viz příloha):

Požadovaný alergen, který není uvedený na našich současných žádankách (*Specifické IgE 1, Specifické IgE 2*), prosím, dopisujte ručně na žádanky *Specifické IgE 1* nebo *Specifické IgE 2*, případně na výměnný list. Výměnný list musí splňovat předepsané požadavky pro úplnost informací (tj. jméno, příjmení, rodné číslo, diagnózu, pojišťovnu, požadovaná vyšetření, razítko odesílajícího lékaře a datum odběru).

Standardní doba odezvy u všech specifických IgE a komponent, které jsou v příloze označeny písmeny „i“ a „c“ je 48 hodin od dodání vzorku do laboratoře. U alergenů označených písmenem „e“ může být doba odezvy až 21 dnů od převzetí vzorku laboratoří.

Nově nabízíme také vyšetření specifických IgE pro následující kovy: **měď, chrom, kobalt, zlato, platina** a **nikl**. Doba odezvy je 21 dnů.

Bližší informace o metodách a svozu biologického materiálu naleznete na www.akialerg.com.

Pro všechna stanovení specifických IgE je požadována srážlivá krev (sérum).

Všechna specifická IgE včetně komponent a směsí jsou účtována za 343 bodů.

2. Doplnění názvu specifických IgE o princip stanovení

Z důvodu požadavků normy ISO 15189 je název specifických IgE doplněn o princip, kterým jsou tyto protilátky stanoveny. Nově budou mít všechny specifické IgE za názvem zkratku technologie, která byla pro stanovení použita, např.: Brambora_c.

Metody používané v AKI, spol. s r.o. pro stanovení specifických IgE:

výrobce reagensů	analýzátor	metody	princip stanovení	zkratka	poznámka
Siemens	Immulite	Směsi, jednotlivé alergen	CLIA	<u>c</u>	hlavní metoda pro stanovení specifických IgE
Dynex	DS-2	Směsi, jednotlivé alergen	ELISA	<u>e</u>	málo početné a raritní alergen
Phadia	Phadia	Směsi, komponenty	ImunoCUP	<u>i</u>	komponenty a vybrané alergenové směsi

3. Test aktivace bazofilů (BAT) stanovujeme pro všechny hmyzí, lékové a potravinové alergeny z rozšířené nabídky stanovení specifických IgE (viz příloha).

Požadovaný alergen, prosím, dopisujte ručně na žádanky *Specifické IgE 1* nebo *Specifické IgE 2*, případně na výměnný list. Výměnný list musí splňovat předepsané požadavky pro úplnost informací (tj. jméno, příjmení, rodné číslo, diagnózu, pojišťovnu, požadovaná vyšetření, razítko odesílajícího lékaře a datum odběru).

BAT stanovuje laboratoř v pracovní dny pondělí - čtvrtek po telefonické domluvě. Vzorek je nutné doručit do laboratoře v den odběru do 9 hodin (odběrová souprava K₃EDTA), vzhledem k tomu je možné odběr dohodnout a provést v Aki, spol. s r.o. Při požadavku na BAT je nutné vždy **kontaktovat laboratoř** alespoň týden před odběrem vzorku z důvodu zajištění potřebného alergenu (tel.: 543 244 969 nebo 733 644 623). Alergen, který laboratoř nemá v nabídce, je lze dodat ke stanovení v tekuté podobě společně se vzorkem.

Stanovení BAT je účtováno za 1050 bodů, doba odezvy je 48 hodin.

4. Ze současné nabídky rušíme následující stanovení specifických IgE:

C312	Laktóza	B017	Nylon
M018	Fusarium culmorum	E217	Fretka
F063	Kefír	F324	Chmel
G009	Psineček bílý	C638	Talek
C222	Makrolidy směs	O002	Escherichia coli
O071	Staphylococcus aureus	C636	Sacharin
O051	Streptococcus viridans	O007	Seminální plasma
C801	Haemophilus influenzae	O070	Sperma ejakulát
C616	Jód	O072	Sperma sediment
K001	Akryl	C649	Thiopental
C294	Metamizol	C350	Dexamethazon
T051	Pajasan žláznatý	C300	Kodein
P002	Tasemnice	C470	Lecitin

Děkuji za pochopení.

S přáním pěkného dne,

RNDr. Radomír Pilný, MBA

AKI, spol. s r.o.
Alergologická a imunologická laboratoř
V Brně, dne 6.2.2017
Radomír Pilný
Vinohrady 8, 639 00 Brno
tel./fax: 543 244 970
IČZ: 72 077 000